

PROTOCOLO DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA

OBJETIVO: Manter glicemias entre 100-140 mg%.

MONITORIZAÇÃO - Checar glicemia capilar de 1/1 h.

INÍCIO DA INFUSÃO

GLICEMIA	141-199	200-250	251-300	301-350	351-400	>400
	Inicia 2 UI/h	Bolus 3 UI IV Inicia 2 UI/h	Bolus 6 UI IV Inicia 2 UI/h	Bolus 8 UI IV Inicia 4 UI/h	Bolus 10 UI IV Inicia 6 UI/h	Avisar médico

INFUSÃO CONTÍNUA

Abaixo do nível desejado

GLICEMIA	1- 3 UI/h	4 - 6 UI/h	7 -9 UI/h	10-12 UI/h	13-16 UI/h	>16 UI/h
< 60 mg%	Interromper infusão e aplicar glicose 50 % - 2 ampolas					
60 – 80 mg%	Interromper infusão, rever glicemia em 1h , se >120 re-iniciar reduzindo em 1 UI/h		Interromper infusão, rever glicemia em 1h , se >120 re-iniciar reduzindo em 3 UI/h		Interromper infusão, rever glicemia em 1h , se >120 re-iniciar reduzindo em 4 UI/h	
80 - 100 mg%	Interromper infusão, rever glicemia em 1h, se >120 re-iniciar reduzindo em 1 UI/h		De 4 à 16 UI/h : Reduzir infusão pela metade Se > 16 UI/h—comunicar médico			

No nível desejado

GLICEMIA	1-3 UI/h	4-6 UI/h	7-9 UI/h	10-12 UI/h	13-16 UI/h	>16 UI/h
101-140mg%	SEM MUDANÇAS Se glicemia continua reduzindo nos 2 horários seguintes, reduzir infusão em 1 UI/h			SEM MUDANÇAS Se glicemia continua reduzindo nos 2 horários seguintes, reduzir infusão em 3 UI/h		

Acima do nível desejado

GLICEMIA	1-5 UI/h	6-10 UI/h	11-16 UI/h	>16 UI/h
140-200mg%	Bolus 2 UI IV e aumentar em 1 UI/h	Bolus 3 UI IV e aumentar em 2 UI/h	Bolus 3 UI IV e aumentar em 3 UI/h	AVISAR MÉDICO
201-250mg%	Bolus 3 UI IV e aumentar em 1 UI/h	Bolus 5 UI IV e aumentar em 2 UI/h	Bolus 5 UI IV e aumentar em 3 UI/h	
251-300mg%	Bolus 4 UI IV e aumentar em 1 UI/h	Bolus 8 UI IV e aumentar em 2 UI/h	Bolus 8 UI IV e aumentar em 3 UI/h	
301-350mg%	Bolus 4 UI IV e aumentar infusão em 1 UI/h		Bolus 10 UI IV e aumentar infusão em 2 UI/h	
350mg%	AVISAR MÉDICO			